

Upute za korištenje

miniRITE

Oticon Intent™



Made for
iPhone | iPad



Works with
android

oticon
life-changing technology

Uvod u knjižicu

Ova knjižica vam daje upute o rukovanju i održavanju vaših novih slušnih pomagala. Obvezno pročitajte knjižicu, uključujući odjeljak **Upozorenja**. Ovo će vam pomoći ostvariti najveću korist od vaših slušnih pomagala.



Upozorenja

Tekst označen simbolom upozorenja mora se pročitati prije korištenja uređaja.

Vaš isporučitelj je prilagodio slušno pomagalo za zadovoljenje vaših potreba. Imate li dodatnih pitanja, kontaktirajte vašeg isporučitelja.

Isporučitelj* (specijalist za slušna pomagala, audiolog, ORL (uho, nos i grlo) i izdavatelj slušnog pomagala) je osoba koja je stručno educirana i dokazano kompetentna za profesionalnu procjenu sluha, biranja, podešavanja i isporuke slušnih pomagala i skrbi vezane za rehabilitaciju osoba s gubitkom sluha. Edukacija isporučitelja je u skladu s nacionalnim ili regionalnim propisima.

*Stručna titula može se razlikovati od zemlje do zemlje.

Sadržaj

O proizvodu

Pregled modela	6
Namjena	8
Vaše slušno pomagalo, zvučnik i ušni umetak	10

Početak

Trajanje baterije	14
Indikacija slabe baterije	15
Uključivanje/isključivanje slušnih pomagala	16
Raspoznavanje lijevog i desnog slušnog pomagala	18

Svakodnevna uporaba

Postavljanje slušnog pomagala	19
Čišćenje	20
Čišćenje slušnog pomagala	21
Zamjena standardnih umetaka	22
Čišćenja osobno prilagođenih umetaka	23
ProWax miniFit filter	24
Zamjena filtra ProWax miniFit	25

Nastavak na sljedećoj stranici

Sadržaj

Zamjena ProWax filtra	26
Promjena glasnoće	27
Promjena programa	28
Pohranjivanje slušnih pomagala	30
Opcije	
Uključite i isključite Bluetooth	31
Isključivanje zvuka na slušnim pomagalima	32
Korištenje slušnih pomagala s digitalnim uređajima	33
Uparivanje i kompatibilnost	34
Rukovanje pozivima	36
Bežični dodatni pribor i druge opcije	38
Tinitus	
Tinnitus SoundSupport™ (opcionalno)	40
Smjernice za korisnike Tinnitus SoundSupport-a	41
Ograničenje vremena korištenja	41
Zvučne opcije i prilagodba glasnoće	42
Upozorenja vezana za tinitus	44

Upozorenja

Opća upozorenja	46
-----------------	----

Više informacija

Vodootpornost i otpornost na prašinu (IP68)	52
---	----

Uvjeti korištenja	53
-------------------	----

Tehničke informacije	54
----------------------	----

Pojedinačne postavke slušnog pomagala	62
---------------------------------------	----

Zvučni i indikatori s LED svjetlima	65
-------------------------------------	----

Otklanjanje poteškoća	70
-----------------------	----

Pregled modela

Ovaj knjižica vrijedi za sljedeće familije i modele slušnih pomagala:

miniRITE

FW 1.0

- | | |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 1 miniRITE | GTIN: (01) 05714464133130 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 2 miniRITE | GTIN: (01) 05714464133147 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 3 miniRITE | GTIN: (01) 05714464133154 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 4 miniRITE | GTIN: (01) 05714464133161 |

Za gore navedene modele dostupni su sljedeći zvučnici:

- miniFit Detect zvučnik 60
- miniFit Detect zvučnik 85
- miniFit Detect zvučnik 100 (power uređaj)
- MicroShell Detect 60
- MicroShell Detect 85
- MicroShell Detect 100 (power uređaj)
- MicroShell Detect 105 (power uređaj)

Kutija pakiranja sadrži sljedeće dijelove:

- Slušna pomagala
- Višenamjenska alatka
- Meka tkanina

Namjena

Namjena	Slušno pomagalo namijenjeno je za pojačavanje i prijenos zvuka do uha.
Indikacije za korištenje	Bilateralno ili jednostrano oštećenje sluha senzorineuralnog, vodljivog ili mješovitog tipa u rasponu od blagog (16 dB HL*) do teškog (95 dB HL*) stupnja gubitka sluha, s individualnom konfiguracijom frekvencije.
Predviđeni korisnik	Osoba s oštećenim sluhom koja koristi slušno pomagalo i njeni njegovatelji. Isporučitelj odgovoran za podešavanje slušnog pomagala.
Predviđena korisnička skupina	Odrasle osobe i djeca starija od 36 mjeseci.
Okolina za korištenje	Zatvoreni i otvoreni prostor.
Kontraindikacije	Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Korisnici aktivnih implantata moraju obratiti osobitu pozornost kad koriste slušno pomagalo. Za više informacija, pročitajte odjeljak Upozorenja .

Kliničke koristi


Slušno pomagalo dizajnirano je da omogući bolje razumijevanje govora radi pomoći lakom komuniciranju, s ciljem poboljšanja kvalitete života.

** Prema specifikaciji Američke udruge za govor-jezik-sluh, asha.org, korištenjem prosječnog čistog tona od 0,5 te 1 i 2 kHz.*


VAŽNA NAPOMENA

Pojačanje signala u slušnom pomagalu jedinstveno se prilagođava i optimizira prema vašim osobnim slušnim sposobnostima tijekom prilagodbe slušnog pomagala od strane vašeg isporučitelja.

Vaše slušno pomagalo, zvučnik i ušni umetak




Podloge za punjenje •



Slušna pomagala koriste jedan od sljedećih zvučnika:

miniFit Detect zvučnici



Prilagođeni zvučnici

60
85
100
105



MicroShell Detect

Zvučnici koriste jedan od sljedećih ušnih umetaka:

Standardni umetci



OpenBass kupola



Bass kupola,
dvostruki vent otvor



Power kupola



Grip Tip

Dostupni kao mali i veliki, lijevi i desni,
sa ili bez vent otvora.

Osobno prilagođeni umetci




LiteTip*



Mikro mould umetak*

Veličine kupole



5 mm* 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

*Samo kao OpenBass kupola za miniFit Detect
zvučnik 60

*Može biti izrađen od različitih materijala

Napomena

Za pojedinih oko zamjene kupole, pogledajte odjeljak
Zamjena standardnih umetaka.

Trajanje baterije

Obvezno do kraja napunite slušna pomagala prije prve uporabe i puniti ih svaku noć. To osigurava da ćete započeti vaš dan s potpuno napunjenim slušnim pomagalima.

Trajanje baterije ovisi o vašem individualnom korištenju i postavkama slušnog pomagala. Strujanje zvuka s TV-a, mobitela ili povezanih uređaja može utjecati na učinak baterije.

Ako vaša slušna pomagala ne izdrže funkcionirati cijeli dan, kontaktirajte isporučitelja slušnih pomagala.

Za upute o načinu korištenja punjača pogledajte upute za korištenje punjača.

VAŽNA NAPOMENA


Kada se puni pri visokim temperaturama okoline, slušno pomagalo može dostići do 45°C.

Indikacija slabe baterije

Indikacija slabe baterije periodički se ponavlja sve dok se baterija ne istroši. Vaš isporučitelj može podesiti slušna pomagala na način koji se zadovoljavaju vaše želje.


Nakon obavijesti, na raspolaganju imate otprilike dva sata prije nego se istroši baterija u slušnom pomagalu. Na ovoj točki možete nastaviti sa strujanjem zvuka oko jedan sat. Kako biste produžili radni učinak baterije, obvezno zaustavite svako strujanje zvuka.

Baterija je pri kraju

 Tri naizmjenična tona

Baterija se ispraznila

 Četiri silazna tona

 Glasovna obavijest

LED svjetlo slušnog pomagala

Neprekidni brzi **NARANČASTI** treptaji označavaju slabu bateriju.

Uključivanje/isključivanje slušnih pomagala


Vaša slušna pomagala se mogu uključiti (ON) i isključiti (OFF) ili pomoću punjača ili gumba.

	Punjač	Gumb	Indikator
Uključeno	Izvadite slušna pomagala iz punjača*	Gumb držite pritisnut najmanje dvije sekunde	LED svjetlo na slušnom pomagalu postaje ZELENO . Ovisno o postavkama vašeg slušnog pomagala, možda ćete čuti kratku melodiju za početak kada ga izvadite iz punjača
Isključeno		Gumb držite pritisnut najmanje tri sekunde	LED svjetlo na slušnom pomagalu postaje NARANČASTO . Reproduciraju se četiri silazna tona

*Za informacije o tonovima pogledajte odjeljak **Zvučni i indikatori s LED svjetlima**.*

* Ako se punjač isključi iz napajanja ili se tijekom punjenja vaših slušnih pomagala isprazni baterija, vaša se slušna pomagala mogu isključiti radi uštede energije. Ako se slušna pomagala ne uključe automatski kada se skinu s punjača, ručno ih uključite koristeći gumb.

Uključeno/
isključeno




VAŽNA NAPOMENA

Osigurajte da se vaš punjač napaja ili da je baterija ugrađena u punjač napunjena kada je slušno pomagalo smješteno u priključak za punjenje. Za više informacija vidite upute za korištenje vašeg punjača.

Raspoznavanje lijevog i desnog slušnog pomagala

Važno je razlikovati lijevo i desno slušno pomagalo, jer ona mogu biti različito programirana.

Indikatori u boji označavaju lijevo i desno slušno pomagalo. **CRVENI** indikator označava DESNO pomagalo. **PLAVI** indikator označava LIJEVO pomagalo.



Postavljanje slušnog pomagala

1. korak




Postavite slušno pomagalo iza uha.

Uvijek trebate koristiti zvučnik s priključenim ušnim umetkom.

Koristite samo dijelove predviđene za vaše slušno pomagalo.


2. korak



Uхватite palcem i kažiprstom savijeni dio žice zvučnika.

Ušni umetak treba se usmjeriti prema zvukovodu.

3. korak




Lagano gurajte umetak u zvukovod dok se žica zvučnika ne priljubi uz glavu.

Ako zvučnik ima nit, stavite ju u uho tako da prati njegovu konturu.

Čišćenje

Višenamjenska alatka sadrži četkicu i obruč za čišćenje i uklanjanje cerumena. Ako trebate novu višenamjensku alatku, kontaktirajte vašeg isporučitelja.



VAŽNA NAPOMENA

Višenamjenska alatka ima ugrađen magnet. Držite višenamjensku alatku najmanje 30 cm udaljenu od kreditnih kartica i drugih uređaja osjetljivih na magnetsko polje.

Čišćenje slušnog pomagala

Kad rukujete slušnim pomagalom, držite ga iznad meke površine, kako biste izbjegli oštećenje ukoliko ga ispustite.

Čišćenje mikrofonskih otvora

Koristite četkicu višenamjenske alatke kako biste pažljivo obrisali tragove nečistoća sa otvora i sa površine oko otvora.

Pobrinite se da ni jedan dio višenamjenske alatke ne bude silom utisnut u otvore mikrofona. Ovo bi moglo uništiti slušno pomagalo.

Podloge za punjenje održavajte čistima kako biste osigurali optimalno punjenje. Podloge za punjenje čistite suhom krpicom.




VAŽNA NAPOMENA

Za čišćenje slušnih pomagala koristite mekanu, suhu krpicu. Slušna pomagala nikada se ne smiju prati ili uranjati u vodu ili druge tekućine.

Zamjena standardnih umetaka


Standardni umetci (kupola ili Grip Tip) se ne čiste.
Kada je umetak manje-više pun cerumena, zamijenite ga novim.
Grip Tip umetci trebaju se mijenjati barem jednom mjesečno.

1. korak




Pridržite zvučnik i izvucite umetak.

2. korak



Umetnite zvučnik točno u središte ušnog umetka kako biste postigli siguran spoj.

3. korak



Čvrsto gurnite kako biste osigurali da umetak bude sigurno pričvršćen.

Čišćenja osobno prilagođenih umetaka

Prilagođeni umetak bi se trebao čistiti redovito.

Umetak ima bijeli filtar za ušnu mast* koji čuva da cerumen i ostatci nečistoće ne oštete zvučnik. Obvezno zamijenite filtar kad se zapaši ili ako slušno pomagalo ne zvuči kako treba.


Alternativno, kontaktirajte vašeg isporučitelja.

Napomena

Ako koristite mould ili LiteTip umetak, vaš isporučitelj mora zamijeniti filtar za ušnu mast u zvučniku.

* Nemaju svi mould umeci filtar za zaštitu od ušne masti. Sastav filtra može se razlikovati ovisno o mould umetku. Za više informacija kontaktirajte vašeg isporučitelja.

- Očistite vent otvor na način da umetnete četkicu kroz otvor lagano je zakrećući.




VAŽNA NAPOMENA

Ako umetak nije na zvučniku kada se izvadi iz uha, postoji mogućnost da je umetak i dalje u zvukovodu. Za dodatne upute posavjetujte se s vašim isporučiteljem.

ProWax miniFit filtar

Zvučnik ima bijeli filtar za ušnu mast pričvršćen na kraj gdje je postavljen ušni umetak. Filtar za ušnu mast čuva da cerumen i ostatci nečistoće ne oštete zvučnik.

Obvezno zamijenite filtar kad se zapuši ili ako slušno pomagalo ne zvuči kako treba. Alternativno, kontaktirajte vašeg isporučitelja. Prije zamjene filtra za ušnu mast obvezno uklonite ušni umetak sa zvučnika. Kako biste to uradili, pogledajte odjeljak **Zamjena standardnog umetka**.




VAŽNA NAPOMENA

Pobrinite se da uvijek koristite istu vrstu filtra za ušnu mast koji je izvorno isporučen sa slušnim pomagalom. Ako niste sigurni kako koristiti ili zamijeniti filtre za ušnu mast, kontaktirajte isporučitelja.

Zamjena filtra ProWax miniFit

1. Alat




Izvadite alatku iz kutijice. Alatka ima dvije iglice, jednu praznu za uklanjanje i jednu s novim filtrom za ušnu mast.

2. Izvadite



Gurnite praznu iglicu u filterar za ušnu mast u zvučniku i izvucite ga.

3. Umetnite




Umetnite novi filterar za ušnu mast koristeći drugu iglicu. Izvadite alatku i bacite ju.

Napomena

Ako koristite mould ili LiteTip umetak, vaš isporučitelj mora zamijeniti filterar za ušnu mast u zvučniku.

Zamjena ProWax filtra

1. Alat




Izvadite alatku iz kutijice. Alatka ima dvije iglice, jednu praznu za uklanjanje i jednu s novim filtrom za ušnu mast.

2. Izvadite



Gurnite praznu iglicu u filtar za ušnu mast u umetku i izvucite ga.

3. Umetnite




Umetnite novi filtar za ušnu mast koristeći drugu iglicu. Izvadite alatku, i bacite ju.

Promjena glasnoće

Gumb vam omogućuje prilagoditi glasnoću. Kada pojačate ili smanjite glasnoću, čut ćete zvučni signal.

Za informacije o dužini pritiska na gumb pogledajte tablicu **Opći pregled postavki za vaše slušno pomagalo u odjeljku Postavke vašeg osobnog slušnog pomagala** na kraju ove knjižice.




Kratak pritisak na
DESNOM slušnom
pomagalu pojačava
jačinu zvuka

Kratki pritisak na
LIJEVOM pomagalu
smanjuje glasnoću



Promjena programa

Vaše slušno pomagalo može imati do četiri različita programa. Njih programira vaš isporučitelj. Ovisno o programu, kada ga promijenite, čut ćete jedan do četiri tona.



- Pritisnite gumb kako biste mijenjali programe.

Ako imate dva slušna pomagala:

DESNO slušno pomagalo prebacuje za jedan program unaprijed, na primjer, program 1 na program 2.

LIJEVO slušno pomagalo prebacuje za jedan program unazad, na primjer, program 4 na program 3.

Za informacije o tonovima pogledajte odjeljak **Zvučni i indikatori s LED svjetlima**.

Za informacije o dužini pritiska na gumb pogledajte tablicu **Opći pregled postavki za vaše slušno pomagalo** u odjeljku **Postavke vašeg osobnog slušnog pomagala** na kraju ove knjižice.

Pohranjivanje slušnih pomagala

Kad ne koristite slušna pomagala, punjač je najbolje mjesto na kojem ih treba čuvati.

Kako bi se osigurao najdulji vijeka trajanja punjive baterije u slušnim pomagalima, nemojte ih izlagati prekomjernoj toplini. Na primjer, nemojte ostavljati slušna pomagala na suncu, ispred prozora ili u automobilu, čak i ako su u punjaču.

Dugotrajna pohrana

Prije nego ostavite ili pohranite slušna pomagala na dulje razdoblje (više od tri mjeseca), pobrinite se da ih prvo napunite do kraja, a zatim ih isključite. Na ovaj se način baterija može puniti ponovno.


Napomena

Kako biste zaštitili punjivu bateriju, nužno je da slušno pomagalo napunite do kraja svakih šest mjeseci. Ako se pohranjeno slušno pomagalo ne puni u razdoblju od šest mjeseci, punjiva će se baterija možda trebati zamijeniti.

Uključite i isključite Bluetooth

Bluetooth veza se može uključiti/isključiti na vašim slušnim pomagalima. Kada je Bluetooth isključen, slušna pomagala i dalje budu uključena i funkcioniraju. Vodite računa da će se pritiskom na gumb na jednom slušnom pomagalu aktivirati Bluetooth na oba slušna pomagala. Za informacije o zvukovima i svjetlima pogledajte odjeljak **Zvučni i indikatori s LED svjetlima**.

Vaša slušna pomagala koriste Bluetooth tehnologiju bežične veze. Ona se mogu koristiti u letjelicama jer su slušna pomagala izuzeta od pravila koja se primjenjuju na prijenosne elektroničke uređaje u letjelicama.



• Za aktiviranje i deaktiviranje

Gumb držite pritisnut najmanje sedam sekundi.

Četiri silazna tona, melodija i način treptanja LED svjetla potvrđuju vašu radnju.

Isključivanje zvuka na slušnim pomagalima

Možete isključiti i poništiti isključivanje zvuka na slušnim pomagalima korištenjem opcione aplikacije ili izabranih uređaja. Dodatno, možete isključiti zvuk kratkim pritiskom na gumb na slušnim pomagalima. Za više informacija kontaktirajte vašeg isporučitelja.

VAŽNA NAPOMENA

Nemojte koristiti funkciju isključivanja zvuka kako biste isključili slušno pomagalo jer u tom načinu rada slušno pomagalo i dalje koristi energiju baterije.

Korištenje slušnih pomagala s digitalnim uređajima

iPhone, iPad, iPod touch i Mac

Vaša slušna pomagala su pomagala Made for iPhone i omogućuju izravno strujanje s vašeg uređaja iPhone, iPad, iPod touch ili Mac.*

Android uređaji

Vaša slušna pomagala podržavaju Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) i omogućuju izravno strujanje s određenih Android™ uređaja.*

Oticon Companion može se koristiti za upravljanje vašim slušnim pomagalima s vašeg mobilnog uređaja.*

Pored toga, vaša slušna pomagala omogućuju komunikaciju bez korištenja ruku s kompatibilnim uređajem s Apple iOS i izabranim Android uređajima.*

Za pomoć u korištenju slušnih pomagala s bilo kojim od ovih proizvođača kontaktirajte vašeg isporučitelja.

*Za popis kompatibilnih iPhone, iPad, iPod touch, Mac i Android uređaja posjetite: www.oticon.global/compatibility.

Korištenje oznake Made for Apple znači da je dodatak dizajniran specijalno za navedene Apple proizvode, i da je developer dao certifikat da su u skladu sa Apple standardima. Apple nije odgovoran za rad navedenih uređaja niti njihovu kompatibilnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.

Uparivanje i kompatibilnost

Za upute o načinu uparivanja slušnih pomagala s uređajima iPhone, iPad, iPod touch, Mac ili Android uređajima, posjetite:


www.oticon.global/pairing

Za popis kompatibilnih iPhone, iPad, iPod touch, Mac i Android uređaja posjetite:

www.oticon.global/compatibility

Rukovanje pozivima

Možete prihvaćati, odbijati ili završavati telefonske pozive pomoću gumba na slušnim pomagalima. Također možete koristiti upravljanje dodirrom kako biste odgovorili na ili završili telefonske pozive.



- **Za prihvaćanje**

Kratko pritisnite gumb kako biste prihvatili telefonski poziv. Kratki ton potvrđuje vašu radnju.


Za odbijanje

Pritisnite i držite gumb kako biste odbili telefonski poziv. Kratki, silazni tonovi potvrđuju vašu radnju.

Za završetak

Pritisnite i držite gumb kako biste završili telefonski poziv. Kratki, silazni tonovi potvrđuju vašu radnju.

Za funkcionalnost rukovanja pozivom, vaša slušna pomagala moraju biti uparena s kompatibilnim mobilnim uređajem. *



• **Za prihvaćanje**

Dvaput dodirnite uho ili slušno pomagalo kako biste prihvatili telefonski poziv. Kratki ton potvrđuje vašu radnju.

• **Za završetak**

Dvaput dodirnite uho ili slušno pomagalo kako biste završili telefonski poziv. Kratki, silazni tonovi potvrđuju vašu radnju.

* Za popis kompatibilnih mobilnih uređaja posjetite: www.oticon.global/compatibility.

Bežični dodatni pribor i druge opcije

Postoji veliki broj vrsta dodatnog pribora dostupnog za poboljšanje funkcionalnosti vaših bežičnog slušnih pomagala. Oni vam omogućuju da bolje čujete i komunicirate u svakodnevnim situacijama.

ConnectClip

Uređaj koji se može koristiti kao daljinski mikrofoni i handsfree slušalice kad se upari s vašim mobitelom.

Phone Adapter 2.0

Uređaj koji, kad se koristi zajedno sa slušnim pomagalima i ConnectClip-om, vam omogućuje komuniciranje putem fiksnog telefona bez korištenja ruku.

TV Adapter 3.0

Uređaj vrši prijenos zvuka strujanjem s TV-a ili elektroničkog audio uređaja u vaša slušna pomagala.

Remote Control 3.0

Uređaj koji vam omogućuje promjenu programa, prilagodbu glasnoće ili isključivanja zvuka na vašim slušnim pomagalima.

EduMic

Uređaj koji se može koristiti kao daljinski mikrofon u učionicama, radnom okruženju, javnim mjestima (korištenjem telezavojnice) i u drugim okruženjima.

Oticon Companion

Aplikacija koja vam pruža bežični pristup sušnim pomagalima putem mobilnog uređaja radi upravljanja funkcijama i koja dozvoljava ažuriranje slušnih pomagala na daljinu. Za iPhone, iPad, iPod touch i Android uređaje. Obvezno preuzmite Oticon Companion samo sa zvaničnih trgovina aplikacijama.

Apple, logotip Apple, iPhone, iPad i iPod touch su trgovački znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. App Store je servisni znak tvrtke Apple Inc. Android, Google Play i Google Play logotipi zaštitni su znaci tvrtke Google LLC.

Telezavojnica

Telezavojnica pomaže da bolje čujete kada koristite telefon sa ugrađenom zavojnicom ili kada ste u zgradama sa sustavom telezavojnice, poput kazališta, mjesta bogoslužnja ili učionica. Ovaj se simbol prikazuje gdje god postoji instalirana telezavojnica.



Tinnitus SoundSupport™ (opcionalno)

Namjena uređaja Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport je alatka namijenjena generiranju zvukova za privremeno ublažavanje simptoma za pacijente koji pate od tinitusa i dio je programa upravljanja tinitusom.

Ciljna populacija su odrasli stariji od 18 godina.

Tinnitus SoundSupport namijenjen je za licencirane isporučitelje (audiologe, specijaliste za slušna pomagala ili otorinolaringologe) koji su upoznati s procjenom i liječenjem tinitusa i gubitka sluha. Prilagodbu Tinnitus SoundSupport-a mora obaviti isporučitelj koji sudjeluje u programu upravljanja tinitusom.

Smjernice za korisnike Tinnitus SoundSupport-a

Vaš je isporučitelj u mogućnosti ponuditi prateću skrb. Važno je pratiti njegove/njene savjete i upute vezane za takvu skrb.

Ograničenje vremena korištenja

Svakodnevna uporaba

Razina zvuka za Tinnitus SoundSupport može se postaviti na razinu koja može dovesti do trajnog oštećenja sluha ako se koristi u duljem razdoblju. Vaš isporučitelj posavjetovat će vas o maksimalnom dnevnom korištenju programa Tinnitus SoundSupport. Nikad se ne treba koristiti na neugodnoj razini.

Pogledajte tablicu **Tinnitus SoundSupport: Ograničenje korištenja** u odjeljku **Postavke vašeg osobnog slušnog pomagala** na kraju ove knjižice, kako biste saznali koliko sati dnevno možete sigurno koristiti zvuk za olakšanja tegoba u vašem slušnom pomagalu.

Zvučne opcije i prilagodba glasnoće

Tinnitus SoundSupport programira vaš isporučitelj u skladu sa gubitkom sluha i preferencijama za olakšanje simptoma tinitusa.

Programi Tinnitus SoundSupport

Generator zvuka možete aktivirati u do četiri programa.

Isključivanje zvuka

Ako koristite program u kojem je Tinnitus SoundSupport aktiviran, funkcija bez zvuka utišati će i okolinske zvukove, a ne zvukove sa Tinnitus SoundSupport-a. Za informacije o načinu isključivanja zvuka na vašim slušnim pomagalicama pogledajte odjeljak **Isključivanje zvuka na slušnim pomagalicama**.

Prilagodba glasnoće s Tinnitus SoundSupport-om

Vaš isporučitelj može postaviti regulaciju glasnoće za program slušnog pomagala za koji je Tinnitus SoundSupport aktiviran.

Za više informacija o prilagodbi glasnoće pomoću Tinnitus SoundSupport-a pogledajte tablicu **Pregled postavki za Tinnitus SoundSupport za vaše slušno pomagalo** u odjeljku **Postavke vašeg osobnog slušnog pomagala** na kraju ove knjižice.

Upozorenja vezana za tinitus

U slučaju da je vaš isporučitelj aktivirao generator zvuka TinnitusSoundSupport, molimo obratite pažnju na navedena upozorenja.

Postoje izvjesni rizici vezani za korištenje bilo kojeg zvuka koje je generirao uređaj za upravljanje tinitusom. Među njima je potencijalno pogoršanje tinitusa i/ili moguća promjena u pragovima sluha.

Ako iskusite ili primijetite promjenu u sluhu ili kod tinitusa, ili vrtoglavicu, mučninu, glavobolju, srčane aritmije ili mogući nadražaj kože na mjestu dodira s uređajem, odmah prestanite sa korištenjem uređaja i potražite savjet od liječnika, audiologa ili drugog isporučitelja.

Kao i s bilo kojim uređajem, zlouporaba značajke generatora zvuka može uzrokovati potencijalno neželjene učinke. Treba spriječiti neovlašteno korištenje i držati uređaj van domašaja djece i kućnih ljubimaca.

Maksimalno vrijeme nošenja

Uvijek se pridržavajte dnevnog ograničenja maksimalnog nošenja Tinnitus SoundSupport-a koji je preporučio vaš isporučitelj. Produljena uporaba može dovesti do pogoršanja tinitusa ili gubitka sluha.

Opća upozorenja

Radi vaše osobne sigurnosti i kako biste osigurali pravilno korištenje, prije korištenja slušnih pomagala u potpunosti se upoznajte sa sljedećim općim upozorenjima. Posavjetujte se sa svojim isporučiteljem ako se vaša slušna pomagala počnu neočekivano ponašati ili naiđete na ozbiljne incidente sa svojim slušnim pomagalima. Isporučitelj će vam pomoći u rješavanju problema i, prema potrebi, izvijestiti proizvođača i/ili nadležna tijela.

Napominjemo da slušna pomagala neće obnoviti normalan sluh i neće spriječiti ili popraviti oštećenje sluha koje je posljedica prirodnih procesa kao što su starenje ili bolest.

Slušna pomagala su samo dio rehabilitacije sluha, i možda ih treba dopuniti slušnim treningom i obuci o čitanju s usana.

Kako biste ostvarili potpunu korist od slušnih pomagala, trebate ih često koristiti.

Slušna pomagala punitite samo pomoću namjenskog punjača. S drugim punjačima riskirate uništiti slušna pomagala i baterije.

Ovo slušno pomagalo pogoni neuklonjiva, punjiva, litij-ionska baterija. Molimo osigurajte da slušno pomagalo bude napunjeno i da ste upoznati sa sigurnosnim informacijama i informacijama o rukovanju koje se odnose na punjiva slušna pomagala.

Korištenje slušnih pomagala

Slušna pomagala smiju se koristiti samo na način kako vas je uputio vaš isporučitelj. Nepravilno korištenje može rezultirati naglim i trajnim gubitkom sluha. Nikada ne dopustite drugim osobama da nose vaša slušna pomagala. Neovlašteno korištenje bi moglo uzrokovati trajno oštećenje njihovog sluha.

Opasnosti od gušenja zbog gutanja sitnih dijelova

Sve sitne dijelove (npr. slušna pomagala, umeci, baterije, itd.) čuvajte dalje od domašaja i pogleda djece i drugih koji bi te predmete mogli progutati. Odmah potražite hitan medicinski tretman ako se netko guši zbog progutanih sitnih dijelova ili baterija.

Čuvati dalje od okruženja s rizikom od eksplozija

Vaša slušna pomagala sigurna su za korištenje pri normalnim uvjetima uporabe. Slušno pomagalo nije testirano na usklađenost s međunarodnim normama vezanima uz eksplozivna okruženja.

Nemojte koristiti slušno pomagalo u okruženjima u kojima postoji opasnost od eksplozija kao što su mine, naftna polja, okruženja bogata kisikom ili područja gdje se rukuje zapaljivim anestetima.

Smrtne opasnosti od gutanja baterija

Nikada ne smijete progutati baterije. To može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrtnog ishoda u roku od nekoliko sati. Progutane baterije mogu izazvati opekline koje mogu probušiti unutarnje organe. Baterije držite izvan dohvata i pogleda djece i drugih koji bi ih mogli progutati. Baterije ponekad mogu biti slučajno zamijenjene za tablete. Stoga, pažljivo provjerite vaše lijekove prije nego progutate bilo kakve tablete. Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako se baterija proguta.

Rizik od stavljanja baterija u uho ili nos

Nikada ne stavljajte baterije u uho ili nos. To može dovesti do trajnih oštećenja uslijed opekline. Odmah posjetite liječnika ako se baterija stavi u uho ili nos.

Nastavak na sljedećoj stranici

Opća upozorenja

Nikada ne pokušavajte zamijeniti punjive baterije

Nemojte pokušavati otvoriti slušna pomagala jer to može oštetiti bateriju.

Nikada ne pokušavajte zamijeniti bateriju. Ako je potrebna zamjena baterije, uređaj vratite dobavljaču. Jamstvo je nevažeće ako postoje znakovi pokušaja otvaranja.

Pazite na curenje iz baterije

Nemojte dodirivati slušna pomagala ako se čini da curi iz baterije jer kiseline mogu uzrokovati nadražaj kože. Ako ste bili u kontaktu s kiselinama iz baterije, obrišite je vlažnom krpom. Ako se javi nadražaj kože, posavjetujte se s liječnikom. U slučaju curenja iz baterija, kontaktirajte isporučitelja za dodatne upute.

Pazite na iznenadan prestanak normalnog funkcioniranja

Vaša slušna pomagala mogu prestati raditi bez najave. Na primjer, ako se istroši

baterija ili ako se blokira cjevčica. Imajte to na umu posebno u situacijama kada ovisite o zvukovima upozorenja (na primjer u prometu).

Korištenje s aktivnim medicinskim implantatima

Vaša slušna pomagala temeljito su ispitana i razvijena za ljudsko zdravlje sukladno međunarodnim normama za ljudsku izloženost (Specifična stopa apsorpcije - SAR), uključujući elektromagnetsku snagu i napone u ljudskom tijelu.

Vrijednosti izloženosti su dosta ispod međunarodno prihvatljivih sigurnosnih ograničenja za SAR, induciranu elektromagnetsku snagu i napone u ljudskom tijelu, definirane u normama za ljudsko zdravlje i istovremeno funkcioniranje s aktivnim medicinskim implantatima, poput srčanih elektrostimulatora i srčanih defibrilatora.

Ukoliko imate aktivni moždani implantat, molimo kontaktirajte proizvođača vašeg implantata za informacije o korištenju sa slušnim pomagalom.

Dodatni pribor s ugrađenim magnetima (na primjer magnet Autophone i Višenamjenska alatka) trebaju se držati na razdaljini od najmanje 30 centimetara od svakog implantiranog medicinskog uređaja. Slijedite smjernice od proizvođača implantiranog medicinskog uređaja u pogledu njegovog korištenja s magnetom.

Korištenje s kohlearnim implantatima

Ako koristite kohlearni implantat (CI) na jednom uhu, a slušno pomagalo na drugom uhu, postarajte se da CI bude uvijek udaljen najmanje 1 centimetar od slušnog pomagala. Magnetsko polje od kohlearnih implantata mogu trajno oštetiti zvučnik u slušnom pomagalu. Uređaje nikad ne ostavljajte zajedno na stolu (na primjer prilikom čišćenja ili mijenjanja baterija).

Nemojte nositi kohlearni implantat i slušno pomagalo zajedno u istoj kutiji.

Odvajanje ušnog umetka u zvukovodu

Osigurajte da je ušni umetak i dalje povezan sa zvučnikom kada vadite slušnog pomagalo iz uha. Ako umetak nije na zvučniku, postoji mogućnost da je umetak i dalje u zvukovodu. Posavjetujte se s isporučiteljom.

Uklonite slušna pomagala prije određenih medicinskih postupaka

Uklonite slušna pomagala medicinskih postupaka kao što su rendgensko/CT/MR/PET snimanje, elektroterapija, kirurški zahvat itd. Vaša se slušna pomagala mogu oštetiti ako se izlože jakim magnetskim ili elektromagnetskim poljima.

Nastavak na sljedećoj stranici

Opća upozorenja

Čuvati dalje od ekstremne topline

Nikada nemojte izlagati slušna pomagala ekstremnoj toplini. Na primjer, nemojte ostavljati slušna pomagala u automobilu parkiranom na suncu.

Nikada nemojte koristiti vanjski uređaj za grijanje kako biste osušili slušna pomagala. Na primjer, nemojte sušiti slušna pomagala sušilom za kosu ili u pećnici kao što je mikrovalna.

Čuvati dalje od kemikalija

Uklonite slušna pomagala kada nanosite proizvode koji sadrže određene kemikalije koje mogu oštetiti vaša slušna pomagala. Na primjer, kozmetika, lakovi za kosu, parfemi, losioni za brijanje, losioni za sunčanje i sprejevi protiv kukaca. Ostavite proizvode neko vrijeme da se osuše prije stavljanja slušnih pomagala.

Povezivanje punjača na vanjsku opremu

Ako povezujete svoj punjač slušnih pomagala na USB priključak koji nije izvorno isporučen s vašim punjačem, USB priključak mora zadovoljavati IEC 62368-1 ili jednakovrijedne norme sigurnosti.

Potencijalne nuspojave

Možda vam se javlja više cerumena kada koristite slušna pomagala. U rijetkim slučajevima, nealergijski materijali u proizvodu mogu uzrokovati nadražaj kože ili druge nuspojave. Ako vam se jave bilo kakve nuspojave tog tipa, posavjetujte se s liječnikom.

Korištenje dodatnog pribora trećih strana

Koristite samo onaj dodatni pribor, kabele ili pretvornike (na primjer mikrofone) koje je isporučio proizvođač. Neoriginalni dodatni pribor može uzrokovati smanjenu elektromagnetsku kompatibilnost (EMK) vaših slušnih pomagala.

Nemojte raditi preinake slušnih pomagala

Nemojte raditi nikakve preinake na slušnim pomagalima koje proizvođač nije izričito odobrio. To će poništiti jamstvo.

Korištenje u poljima s elektromagnetskim smetnjama

Vaša slušna pomagala temeljito su testirana na interferencije, prema najstrožim međunarodnim normama uključujući EN/IEC 60601-1-2 i njene izmjene i dopune. Elektromagnetske smetnje mogu se javiti u blizini opreme koja može utjecati na radni učinak vaših slušnih pomagala kao što su mobiteli, Wi-Fi usmjerivači ili druga oprema s prikazanim simbolom. Ako su vaša slušna pomagala pod utjecajem elektromagnetske interferencije, tj. smetnje, udaljite se od izvora.

Vodootpornost i otpornost na prašinu (IP68)

Vaše slušno pomagalo vodootporno je i zaštićeno od prašine, što znači da je dizajnirano za nošenje u svim situacijama svakodnevnog života. Stoga se ne trebate brinuti o vlažnosti ili kvašenju na kiši. U slučaju da slušno pomagalo dođe u dodir s vodom i prestane raditi, pratite ove upute.

Prije punjenja slušnog pomagala, obvezno obrišite svaki trag vlage.

VAŽNA NAPOMENA

Nemojte nositi slušno pomagalo pri tuširanju ili kod drugih vodenih aktivnosti. Nemojte uranjati slušno pomagalo u vodu ili druge tekućine.

Uvjeti korištenja

Radni uvjeti	Temperatura: +5°C do +40°C Vlažnost: 5% do 93% relativna vlažnost, bez kondenzacije Atmosferski tlak: 700 hPa do 1060 hPa
Uvjeti za punjenje	Temperatura: +5°C do +40°C Vlažnost: 5% do 93% relativna vlažnost, bez kondenzacije Atmosferski tlak: 700 hPa do 1060 hPa
Uvjeti transporta i pohrane	Temperatura i relativna vlažnost ne smiju prijeći donja ograničenja na dulji vremenski period tijekom transporta i pohrane: Transport: Temperatura: -20°C do +60°C Vlažnost: 5% do 93% relativna vlažnost, bez kondenzacije Atmosferski tlak: 700 hPa do 1060 hPa Pohrana: Temperatura: -20°C do +30°C Vlažnost: 5% do 93% relativna vlažnost, bez kondenzacije Atmosferski tlak: 700 hPa do 1060 hPa

Napomena

Za informacije o uvjetima korištenja punjača pogledajte upute za korištenje punjača.

Tehničke informacije

Slušna pomagala sadrže sljedeće dvije radio tehnologije:

Slušna pomagala sadrže radio primopredajnik koji koristi tehnologiju magnetske indukcije kratkog dometa koja radi na 3,84 Mhz. Snaga magnetskog polja odašiljača je vrlo slaba i uvijek je ispod 15 nW (obično ispod -40 dB μ A/m na razdaljini od 10 metara).

Slušno pomagalo također sadrži i radio primopredajnik koji koristi tehnologiju Bluetooth Low Energy i vlastitu radio tehnologiju kratkog dometa, koje obje rade na ISM (industrijsko-znanstveno-medicinskom) pojasu od 2,4 GHz.

Radio odašiljač je slab i uvijek ispod 4,5 mW, što je jednako 6,5 dBm ukupne snage zračenja.

Koristite vaša slušna pomagala samo u područjima gdje je bežični prijenos dopušten.

Slušno pomagalo usklađeno je s međunarodnim normama koje se odnose na radio odašiljače, elektromagnetsku kompatibilnost i izloženost ljudi.

Ovo slušno pomagalo konstruirano je za rad u javnim i stambenim okruženjima. Prošao je sljedeća primjenjiva ispitivanja emisija i otpornosti:

Zahtjevi za emitiranje zračenja za uređaj CISPR 11 grupe 1 Klase B kako je navedeno u tablici 2 IEC 60601-1-2.

Emitiranje zračenja za komunikacijske uređaje koji rade u ISM pojasu od 2,4 GHz kako je navedeno u 47 CFR Dio 15, pododjeljak C, RSS-247 i EN 300 328 (samo za proizvode s Bluetoothom).

Emitiranje zračenja za komunikaciju magnetskom indukcijom blizu polja koja radi na 3,84 MHz kako je navedeno u 47 CFR Dio 15, pododjeljak C, RSS-210 i EN 300 330.

Otpornost na RF zračenje na razini polja od 10 V/m između 80 MHz i 2,7 GHz kako je navedeno u tablici 4 IEC 60601-1-2 i 3 V/m između 2,7 i 6,0 GHz kako je navedeno u CISPR 32.

Otpornost na RF zračenje na razini polja do 28 V/m za odabrane RF bežične komunikacijske pojaseve između 380 MHz i 5,8 GHz kako je navedeno u tablici 9 IEC 60601-1-2.

Otpornost na RF zračenje na razini polja do 65 A/m za odabrana magnetska polja u neposrednoj blizini od 30 kHz između 134,2 kHz i 13,56 MHz kako je navedeno u tablici 11 IEC 60601-1-2 AM1.

Otpornost na RF zračenje na razinama polja u odabranim pojasevima navedenim u IEC 60118-13 između 25 V/m i 60 V/mi, za polja u blizini, iz komunikacijskih uređaja koji se drže uz uho, navedeni su u ANSI C63.19.

Otpornost na frekvencije elektromagnetskih polja na razini polja od 30 A/m kako je navedeno u tablici 4 IEC 60601-1-2 (samo za proizvode s telezavojnicom).

Otpornost na ESD razine od +/- 2, 4 i 8 kV pražnjenjem putem vodiča, i +/- 2, 4, 8 i 15 kV pražnjenjem putem zraka kako je navedeno u tablici 4 IEC 60601-1-2.

Zbog ograničenog prostora dostupnog na slušnom pomagalu, relevantne oznake odobrenja se mogu pronaći u ovoj knjižici.

Dodatne informacije se mogu pronaći u dokumentu Tehničke informacije o proizvodu na www.oticon.global

Proizvođač jamči da je ovo slušno pomagalo u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Uredbe 2014/53/EU.

Ovaj je medicinski proizvod u skladu s Uredbom o medicinskim uređajima (EU) 2017/745.

Deklaracija o sukladnosti dostupna je kod sjedište.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danska
www.oticon.global/doc

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danska



Elektronički otpad
treba zbrinjavati prema
lokalnim propisima.



 **Bluetooth®**

IP68

Opis simbola koji prate ovaj proizvod



Upozorenja

Tekst označen simbolom upozorenja mora se pročitati prije korištenja uređaja.



Proizvođač

Uređaj je proizveo proizvođač čiji su naziv i adresa navedeni pored simbola. Označava proizvođača medicinskog uređaja, kako je definirano u Uredbi EU 2017/745.



Oznaka CE

Uređaj je u skladu sa svim propisima i direktivama EU. Četveroznamenkasti broj označava identifikaciju prijavljenog tijela.



Elektronički otpad (WEEE)

Reciklirajte slušna pomagala, pribor ili baterije u skladu sa lokalnim propisima. Korisnici slušnih pomagala mogu također vratiti elektronički otpad njihovim isporučiteljima slušnih pomagala radi zbrinjavanja. Elektronička je oprema pokrivena Direktivom 2012/19/EU o otpadu i elektroničkoj opremi (WEEE).



Oznaka usklađenosti s propisima (RCM)

Proizvod ispunjava uvjete električne sigurnosti, zahtjeve za EMK i radio spektra za proizvode isporučene na tržište Australije i Novog Zelanda.

IP68

IP oznaka

Označava klasu zaštite protiv štetnog prodora vode i čestica sukladno EN 60529. IP6X označava zaštitu od ukupne prašine. IPX8 označava zaštitu protiv učinaka kontinuirane uronjenosti u vodu.



Logotip Bluetooth

Registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc., gdje svako korištenje istog zahtijeva licenciju.

Opis simbola koji prate ovaj proizvod



Značke Made for Apple

Označava da je uređaj kompatibilan s uređajima iPhone i iPad.



Značka Mac

Označava da je uređaj kompatibilan s Mac računalom.



Značka Apple AirPlay

Gumb AirPlay može se koristiti za povezivanje i poništavanje veze slušnih pomagala s Mac računala.



Značka Android

Označava da je uređaj kompatibilan s Androidom.



Induktivna petlja

Ovaj logotip uključuje univerzalni simbol za slušna pomagala. "T" označava da je instalirana induktivna petlja.



Odašiljač radijske frekvencije (RF)

Vaše slušno pomagalo sadrži RF odašiljač.

GTIN

Globalni broj trgovinskog predmeta (Global Trade Item Number)

Globalni jedinstveni 14-znamenkasti broj koji se koristi za identificiranje medicinskih uređaja uključujući softver medicinskog uređaja. GTIN u ovoj knjižici odnosi se na firmver medicinskog uređaja (FW). GTIN na oznakama na pakiranju prema regulatornim zahtjevima odnosi se na hardver medicinskog uređaja.

FW

FW









Verzija firmwarea korištenog u uređaju.



Čuvati na suhom

Označava medicinski uređaj koji se mora zaštićivati od vlage.

Opis simbola koji prate ovaj proizvod

	Kataloški broj Ukazuje na kataloški broj proizvođača, kako bi se medicinski uređaj mogao identificirati.
	Serijski broj Ukazuje na serijski broj proizvođača, kako bi se specifični medicinski uređaj mogao identificirati.
	Medicinski uređaj Uređaj je medicinski proizvod.
 Li-ion	Simbol recikliranja baterije Simbol recikliranja litij-ionske baterije.
	Ograničenje temperature Označava temperaturne granice u kojima se medicinski uređaj smije sigurno izložiti.
	Ograničenje za vlažnost Označava raspon vlage do kog se medicinski uređaj može izlagati bez opasnosti.
	Identifikacija radijske frekvencije Označava prisustvo oznake identifikacije pasivnog senzora radijske frekvencije ugrađenog u uređaj u svrhe proizvodnje i servisiranja.
	Jedinstveni identifikator uređaja Označava nosača koji sadrži informacije jedinstvenog identifikatora uređaja

Međunarodno jamstvo

Vaš uređaj je pokriven međunarodnim jamstvom koje je izdao proizvođač. Ovim međunarodnim jamstvom pokriveni su proizvodni i materijalni nedostaci u samom uređaju ali ne dodaci poput baterija, cjevčica, zvučnika, ušnih umetaka, filtera za ušnu mast, itd. Problemi koji nastaju zbog nepropisnog/ nepravilnog rukovanja ili održavanja, pretjeranog korištenja, nezgoda, popravaka od strane neovlaštene osobe, izlaganja korozivnim uvjetima, fizičkim promjenama uha, kvara zbog stranih tijela koja su prodrli u uređaj ili nepravilnog podešavanja NISU pokriveni ograničenim jamstvom i mogu ga poništiti. Gore navedeno međunarodno jamstvo ne utječe na bilo koje pravo koje imate kao potrošač po mjerodavnom državnom zakonu kome podliježe prodaja robe široke potrošnje u zemlji u

kojoj ste kupili uređaj. Vaš isporučitelj također može izdati jamstvo koje pokriva više točki od ovog međunarodnog jamstva. Za više informacija posavjetujte se s isporučiteljem.

Ako trebate servis

Odnosite uređaj vašem isporučitelju, koji možda može odmah riješiti manje probleme i prilagodbe. Vaš isporučitelj može naplatiti naknadu za svoje usluge.

Pojedinačne postavke slušnog pomagala

Ispunjava isporučitelj pomagala.

Tinnitus SoundSupport: Ograničenje uporabe			
<input type="checkbox"/>	Nema ograničenja uporabe		
	Program	Početna glasnoća (Tinnitus)	Maksimalna glasnoća (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Maks _____ sati dnevno	Maks _____ sati dnevno
<input type="checkbox"/>	2	Maks _____ sati dnevno	Maks _____ sati dnevno
<input type="checkbox"/>	3	Maks _____ sati dnevno	Maks _____ sati dnevno
<input type="checkbox"/>	4	Maks _____ sati dnevno	Maks _____ sati dnevno

Pregled postavki za Tinnitus SoundSupport za vaše slušno pomagalo

Lijevo			Desno	
<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne

A) Kako promijeniti Tinnitus SoundSupport glasnoću zasebno za svako uho

Za **pojačanje** ili **smanjenje** glasnoće (samo na jednom slušnom pomagalu), kratko pritisnite gumba nekoliko puta dok se ne postigne željena razina.

B) Kako promijeniti glasnoću Tinnitus SoundSupport-a istodobno u oba uha

Možete koristiti jedno slušno pomagalo za **povećanje** glasnoće, a drugo slušno pomagalo za **smanjenje** glasnoće.

Za **povećanje** glasnoće kratko pritisnite gumb više puta na DESNOM slušnom pomagalu.

Za **smanjenje** glasnoće kratko pritisnite gumb više puta na LIJEVOM slušnom pomagalu.

Ispunjava isporučitelj pomagala.

Opći pregled postavki za vaše slušno pomagalo

Lijevo			Desno	
<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne		<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Kratki pritisak		Promjena programa	<input type="checkbox"/> Kratki pritisak	
<input type="checkbox"/> Dugi pritisak			<input type="checkbox"/> Dugi pritisak	
<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne	Promjena glasnoće	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne
Indikatori kontrole glasnoće				
<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno	Signali na min/maks. glasnoći	<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno
<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno	Oglašava se zvučni signal prilikom promjene glasnoće	<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno
<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno	Oglašava se zvučni signal pri početnoj glasnoći	<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno
Indikatori baterije				
<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno	Upozorenje za slabu bateriju	<input type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno

Ispunjava isporučitelj pomagala.

Zvučni i indikatori s LED svjetlima

Različiti zvukovi i vrste svjetla označavaju status slušnog pomagala. Na sljedećim stranama popisani su različiti indikatori. Za svjetlosne indikatore na vašem punjaču pogledajte upute za korištenje punjača.

Vaš isporučitelj može postaviti zvučne i indikatore s LED svjetlima prema vašim preferencijama.

Program	<input type="checkbox"/> Zvuk	<input type="checkbox"/> LED svjetlo*	Kada koristiti
1	1 ton	○	
2	2 tona	○ ○	
3	3 tona	○ ○ ○	
4	4 tona	○ ○ ○ ○	

○ Kratko ZELENO treptanje








*LED svjetlo neprekidno trepti ili se ponavlja tri puta s kratkim stankama.

Nastavak na sljedećoj stranici

Uključeno/ isključeno	Zvuk	LED svjetlo	Komentari LED svjetlom
Uključeno	<input type="checkbox"/> Melodija	<input type="checkbox"/>	Jedno pokazivanje
Isključeno	<input type="checkbox"/> 4 silazna tona	<input type="checkbox"/>	
Glasnoća	Zvuk	LED svjetlo	
Početna glasnoća	<input type="checkbox"/> 2 zvučna signala	<input type="checkbox"/>	
Minimalna/ maksimalna glasnoća	<input type="checkbox"/> 3 zvučna signala	<input type="checkbox"/>	
Pojačanje/smanjenje glasnoće	<input type="checkbox"/> 1 zvučni signal	<input type="checkbox"/>	
Isključivanje zvuka		<input type="checkbox"/>	Neprekidno ili se ponavlja tri puta

Dugo ZELENO treptanje Kratko ZELENO treptanje

Dugo NARANČASTO treptanje Kratko NARANČASTO treptanje


Dodatni pribor	<input type="checkbox"/> Zvuk	<input type="checkbox"/> LED svjetlo	Komentari LED svjetlom
TV Adapter 3.0	2 različita tona	 	Neprekidno ili se ponavlja tri puta
EduMic	2 različita tona	 	
ConnectClip	2 različita tona	 	
Bluetooth	<input type="checkbox"/> Zvuk	<input type="checkbox"/> LED svjetlo	
Bluetooth uključen	4 silazna tona + kratka melodija	   	
Bluetooth isključen	4 silazna tona + kratka melodija	  	Dostupno samo kada je odabrano ponavljanje tri puta

 Dugo ZELENO treptanje  Kratko ZELENO treptanje

 Dugo NARANČASTO treptanje  Kratko NARANČASTO treptanje

Nastavak na sljedećoj stranici

Upozorenja	Zvuk	LED svjetlo	Komentari LED svjetlom
Slaba baterija	<input type="checkbox"/> 3 naizmjenična tona	<input type="checkbox"/> ● ● ● ● ● ● ● ●	Neprekidno treptanje
	<input type="checkbox"/> Glasovna obavijest		
Baterija se ispraznila	4 silazna tona		
Potrebno čišćenje ili servisiranje mikrofona	8 zvučnih signala ponavlja se 4 puta	<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ ■	Ponavlja se četiri puta. Pogledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća
LED svjetlo slušnog pomagala se uključuje kada se pomagalo stavi u punjač		Isključeno	Pogledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća

Upozorenja	Zvuk	LED svjetlo	Komentari LED svjetlom
LED svjetlo na slušnom pomagalu trepti NARANČASTO kad se slušno pomagalo stavi u punjač			Neprekidno trepti. Pogledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća .

 Dugo ZELENO treptanje
  Kratko ZELENO treptanje

 Dugo NARANČASTO treptanje
  Kratko NARANČASTO treptanje

Otklanjanje poteškoća

Simptomi	Mogući uzroci
Nema zvuka	Slušno pomagalo je ostalo bez napajanja
	Prazna baterija
	Nekompatibilan prijemnik
	Začepljeni umetci (kupola, Grip Tip ili mould umetak)
	Zvuk na mikrofONU slušnog pomagala isključen
Prekinut ili smanjen zvuk	Začepljen izlaz zvuka
	Vlaga
Škripav zvuk	Nepravilno postavljen ušni umetak u slušno pomagalo
	Cerumen nakupljen u zvukovodu
Zvučna signalizacija	Ako vaše slušno pomagalo reproducira osam zvučnih signala, četiri puta uzastopno, vašem slušnom pomagalu možda treba servisna provjera mikrofona.
Problem s uparivanjem s pametnim telefonom	Bluetooth veza ne radi
	Upareno samo jedno slušno pomagalo
Problemi s povezivanjem s Macom	Problemi sa zvukom

Rješenja

Napunite slušno pomagalo

Kontaktirajte isporučitelja

Kontaktirajte isporučitelja

Očistite mould umetak

Zamijenite filtar za ušnu mast, kupolu ili Grip Tip umetak

Ponovno uključite zvuk na mikrofону slušnog pomagala

Očistite mould umetak ili zamijenite filtar za ušnu mast, kupolu ili Grip Tip umetak

Pažljivo obrišite slušno pomagalo i ostavite da se osuši

Ponovno umetnite umetak

Otiđite na pregled uha kod liječnika

Prvo, pokušajte očistiti mikrofón alatkom za čišćenje.
Ako se i dalje reproduciraju tonovi, kontaktirajte servisni centar.

1) Poništite uparivanje slušnog pomagala. **2)** Isključite i ponovo uključite Bluetooth na vašem telefonu. **3)** Isključite i ponovo uključite slušno pomagalo. **4)** Ponovo uparite slušno pomagalo (za smjernice posjetite: www.oticon.global/pairing)

1) Na Macu otvorite Control Center (Centar za upravljanje). **2)** Pod Sound (Zvuk) kliknite kako biste isključili gumb AirPlay. **3)** Isključite slušna pomagala a zatim ih ponovo uključite. **4)** U Control Center, po Sound kliknite kako biste uključili gumb AirPlay

Napomena

Ukoliko ni jedno od gore ponuđenih rješenja ne pomaže, zamolite vašeg isporučitelja za pomoć.

Nastavak na sljedećoj stranici

Otklanjanje poteškoća

Za rješavanje pogrešaka kod punjača, pogledajte upute za korištenje punjača.

Simptomi	Mogući uzroci
LED svjetlo slušnog pomagala ostaje isključeno kada se pomagalo stavi u punjač	Punjač je isključen
	Temperatura slušnog pomagala ili punjača je ili previsoka ili preniska
	Punjenje je nepotpuno. Punjač je zaustavio punjenje kako bi zaštitio bateriju.
	Slušno pomagalo je nepravilno naleglo u punjač
	Iglice za punjenje slušnog pomagala su zaprljane
LED svjetlo slušnog pomagala pulsira NARANČASTO kada se slušno pomagalo postavi u punjač, ali se ne uključuje kada se izvadi iz punjača	Baterija je slaba i nedostatna za uključivanje slušnog pomagala
LED svjetlo na slušnom pomagalu trepti NARANČASTO kad se slušno pomagalo stavi u punjač	Pogreška sustava

Rješenja

Provjerite je li utikač za punjenje punjača ispravno spojen i ima li banka napajanja dovoljnu razinu baterije

Premjestite punjač i slušno pomagalo na mjesto s temperaturom između +5°C i +40°C

Ponovno postavite slušno pomagalo u punjač. Ovim se punjenje završava za približno 15 minuta.

Provjerite ima li stranih predmeta u priključcima za punjenje

Kontakte očistite suhom krpicom

Slušna pomagala se pune. Obvezno ostavite slušna pomagala u punjaču tijekom ovog procesa

Kontaktirajte isporučitelja

Napomena

Ukoliko ni jedno od gore ponuđenih rješenja ne pomaže, zamolite vašeg isporučitelja za pomoć.

< 8,15 mm >



>

< 21 mm >

<

< 15 mm >

< 9,0 mm >



oticon
life-changing **technology**

273044HR / 2024.01.30 / v2