




Pure C&G AX

Upute za uporabu



Made for

 iPhone | iPad | iPod

Sadržaj

Dobro došli	4
<hr/>	
Vaša slušna pomagala	5
Tip slušnih pomagala	5
Upoznavanje slušnih pomagala	6
Komponente i nazivi	7
Kontrolni elementi	9
Slušni programi	10
Funkcije	10
Svakodnevna uporaba	11
Umetanje i skidanje slušnih pomagala	11
Uključivanje i isključivanje	16
Prebacivanje u stanje pripravnosti	17
Podešavanje jačine zvuka	18
Promjena slušnog programa	19
Dodatna podešavanja (opcionalno)	19
Punjenje	20
Posebne situacije slušanja	23
Telefoniranje	23
Audio prijenos podataka putem iPhonea	23
Audio prijenos podataka putem Androida	24
Bluetooth	24

Održavanje i njega	25
Slušna pomagala	25
Umeci	27
Profesionalno održavanje	29
Važne sigurnosne informacije	30
Dodatne informacije	33
Dodatna oprema	33
Uvjeti rada, prijevoza i pohrane	33
Informacije o odlaganju	34
Simboli korišteni u ovom dokumentu	34
Otklanjanje problema za slušni instrument	35
Informacije specifične za određenu zemlju	36
Servis i jamstvo	39

Dobro došli

Hvala što ste se odlučili za naša slušna pomagala. Kao i kod svih novih uređaja, bit će vam potrebno određeno vrijeme da ih upoznate.

Ove upute, uz podršku Vašeg akustičara za slušna pomagala, pomoći će Vam da shvatite prednosti i veću kvalitetu života koje nude Vaša slušna pomagala.

Kako biste imali najviše koristi od svojih slušnih pomagala, preporučljivo je da ih nosite svakodnevno cijeli dan. To će vam pomoći da se naviknete na svoja nova slušna pomagala.



Uređaj ne mora nužno izgledati kao što je prikazano na slikama u ovim uputama. Zadržavamo pravo provođenja izmjena koje smatramo potrebnima.



OPREZ

Važno je da temeljito i potpuno pročitate ove upute za uporabu i priručnik o sigurnosti. Poštujte sigurnosne informacije kako biste izbjegli oštećenja ili ozljede.



Prije prve uporabe slušnih pomagala u potpunosti ih napunite. Pridržavajte se uputa u uputama za uporabu punjača.

Vaša slušna pomagala

i

Ove upute za uporabu opisuju opcionalne funkcije koje Vaša slušna pomagala možda imaju ili nemaju.

Zamolite svog akustičara za slušna pomagala da označi funkcije koje su važeće za Vaša slušna pomagala.

Tip slušnih pomagala

Model Vaših slušnih pomagala je RIC („Receiver-in-Canal“). Slušalica se smješta u ušni kanal i spaja sa slušnim pomagalom putem cjevčice slušalice. Slušna pomagala nisu prikladna za djecu mlađu od tri godine ili za osobe s razvojnom dobi ispod tri godine.

Izvor za napajanje (litij-ionska punjiva baterija) trajno je ugrađen u vaše slušno pomagalo. To omogućuje lako punjenje punjačem Pure Charger ili opcionalnim punjačem Pure Portable Charger ili Pure Dry&Clean Charger.

Bežična funkcija omogućuje napredne audiološke značajke i sinkronizaciju Vaših dvaju slušnih pomagala.

Značajka vašeg slušnog pomagala Bluetooth® Low Energy* omogućuje jednostavnu razmjenu podataka s vašim pametnim telefonom i neometan audio prijenos podataka s iPhoneom** i s nekim pametnim telefonima sa sustavom Android koji podržavaju audio prijenos podataka za slušna pomagala (ASHA).

Upoznavanje slušnih pomagala

Preporučuje se da dobro upoznate svoja nova slušna pomagala. Uzmite slušna pomagala u ruke, isprobajte kontrolne elemente i zapamtite njihov položaj na slušnom pomagalu. Kasnije, za vrijeme nošenja slušnih pomagala, to će Vam olakšati da osjetite i pritišćete kontrolne elemente.


i

Ako imate teškoća s pritiskanjem kontrolnih elemenata tijekom nošenja slušnih pomagala, možete pitati svog akustičara za slušna pomagala je li dostupan daljinski upravljač ili aplikacija za pametni telefon za upravljanje pomagalima.

* Oznaka i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je uporaba takvih oznaka od strane zakonskog proizvođača ovog proizvoda pod licencijom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju svojim vlasnicima.


** iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.

Komponente i nazivi



-
- | | |
|----------------------|--|
| 1 Umetak | 5 Pregibni prekidač (upravljanje, uključivanje/isključivanje) |
| 2 Slušalica | |
| 3 Cjevčica slušalice | 6 Indikator strane (crveni = desno uho, plavi = lijevo uho) i spoj slušalice |
| 4 Otvori mikrofona | |
| | 7 Kontakti za punjenje |
-

Možete upotrebljavati sljedeće standardne umetke:

Standardni umeci	Veličina
<input type="radio"/>  Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Open	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Tulip	

Možete lako zamijeniti standardne umetke. Pročitajte više u odjeljku „Održavanje i njega”.

Umetci izrađeni po mjeri

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/>  Earmold 3.0 | |
|---|--|

Kontrolni elementi

Pregibnim prekidačem na primjer možete mijenjati slušne programe. Vaš akustičar za slušna pomagala programirao je pregibni prekidač s vašim željenim funkcijama.

Funkcija prekidača klackalice	L	R
Pritisnite kratko:		
Sljedeći/prethodni program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje zvuka	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje razine signala za tretiranje tinitusa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prijenos podataka na TV prijamnik uključen/isključen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pritisnite i držite oko 2 sekunde:		
Sljedeći/prethodni program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje zvuka	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pojačanje/stišavanje razine signala za tretiranje tinitusa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prijenos podataka na TV prijamnik uključen/isključen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pritisnite i držite dulje od 3 sekunde:		
Uključivanje/isključivanje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = lijevo, R = desno



Daljinskim upravljačem također možete promijeniti slušni program ili prilagoditi jačinu zvuka na svojim slušnim pomagalicama. Uz našu aplikaciju za pametni telefon na raspolaganju Vam je još više opcija upravljanja.

Slušni programi

1

2

3

4

5

6

Pročitajte više u odjeljku „Promjena slušnog programa”.

Funkcije



Funkcija tretiranja tinitusa proizvodi zvuk koji Vam odvlači pozornost od tinitusa.

Svakodnevna uporaba

Kako bi se zajamčila ugodna i jednostavna upotreba, slušna pomagala opremljena su unutarnjim upravljačkim elementom. Osim toga nudimo aplikaciju za Android, kao i iPhone, što još više olakšava rukovanje uređajima. Za preuzimanje i instaliranje aplikacije za pametni telefon obratite se akustičaru za slušna pomagala.

Umetanje i skidanje slušnih pomagala

Slušna pomagala specijalno su prilagođena za Vaše lijevo i desno uho. Po boji oznake na slušnom pomagalu prepoznat ćete za koje je uho prilagođeno Vaše slušno pomagalo:

- crvena oznaka = desno uho
- plava oznaka = lijevo uho




Umetanje slušnog pomagala:


- ▶ Kod Sleeves, pazite da je pregib Sleeve u ravnini s pregibom cjevčice slušalice.

Pogledajte slike na sljedećoj stranici.

Ispravno:




Neispravno:



- ▶ Držite cjevčicu slušalice na pregibu bliže umetku.
- ▶ Pažljivo gurnite umetak u slušni kanal ①.
- ▶ Malo ga okrenite tako da dobro sjedne na mjesto.

Otvorite i zatvorite usta da biste izbjegli sakupljanje zraka u slušnom kanalu.

- ▶ Podignite slušno pomagalo i prevucite ga preko ušne školjke ②.





OPREZ

Opasnost od ozljede!

- ▶ Uvijek nosite cjevčicu slušalice s umetkom.
- ▶ Provjerite je li umetak sigurno pričvršćen.



OPREZ

Opasnost od ozljede!

- ▶ Umetnite umetak pažljivo i ne preduboko u uho.



- Možete si olakšati ako **desno** slušno pomagalo umetnete **desnom** rukom, a **lijevo** slušno pomagalo **lijevom** rukom.
- Ako imate problema s umetanjem umetka, drugom rukom pažljivo povucite ušnu resicu prema dolje. Na taj se način otvara slušni kanal i olakšava umetanje umetka.

Opcionalna žica za zadržavanje pomaže da se umetak sigurno zadrži u uhu. Za pričvršćivanje opcionalne žice za zadržavanje:

- ▶ Kraj žice za zadržavanje poravnajte s ravnom stranom slušalice.



- ▶ Zatim pritisnite žicu za zadržavanje prema slušalici dok ne sjedne na mjesto.




Za pozicioniranje žice za zadržavanje:

- ▶ Savijte žicu za zadržavanje i pažljivo je stavite u donji dio ušne školjke (pogledajte sliku).



Uklanjanje slušnog pomagala:

- ▶ Podignite slušno pomagalo i prevucite ga preko ušne školjke ①.
- ▶ Ako vaše slušno pomagalo ima školjku ili umetak izrađen po mjeri, uklonite ga povlačenjem male vrpce za izvlačenje prema potiljku.
- ▶ Za sve druge umetke: Primite slušalicu u ušnom kanala s dva prsta i pažljivo je izvucite ②. Nemojte povlačiti cjevčicu slušalice.





OPREZ

Opasnost od ozljede!

- ▶ U vrlo rijetkim slučajevima, umetak može ostati u uhu prilikom skidanja slušnog pomagala. U tom slučaju obratite se liječniku specijalistu radi skidanja umetka.

Svoja slušna pomagala očistite i osušite poslije uporabe. Pročitajte više u odjeljku „Održavanje i njega”.

Uključivanje i isključivanje

Slušna pomagala se uključuju i isključuju na sljedeće načine.

Pomoću punjača:

- ▶ Uključivanje: Izvadite slušna pomagala iz punjača. Početna melodija reproducira se na Vašim slušnim pomagalima. Postavljaju se **polazna** jačina zvuka i slušni program.
- ▶ Isključivanje: Stavite slušna pomagala u punjač.

Imajte na umu da punjač mora biti spojen na napajanje. Za više podataka pogledajte upute za uporabu punjača.

Putem pregibnog prekidača:

- ▶ **Uključivanje:** Pritisnite i držite donji dio pregibnog prekidača dok se ne krene reproducirati melodija koja označava pokretanje. Otpustite prekidač dok melodija svira.



Postavljaju se **polazna** jačina zvuka i slušni program.

- ▶ **Isključivanje:** Pritisnite i držite gornji ili donji dio pregibnog prekidača nekoliko sekundi. Reproducirat će se melodija koja označava isključivanje.



Prebacivanje u stanje pripravnosti

Putem daljinskog upravljača ili aplikacije za pametni telefon možete prebaciti slušna svoja slušna pomagala u stanje pripravnosti. Time se isključuje zvuk slušnih pomagala. Nakon što izađete iz stanja pripravnosti ostaju podešeni **prethodno** korištena jačina zvuka i slušni program.

Napomena:

- U stanju pripravnosti slušna pomagala **nisu** u potpunosti isključena. I dalje crpe određenu količinu energije.

Stoga preporučujemo da upotrebljavate stanje pripravnosti samo kratko vremensko razdoblje.

- Ako želite izaći iz stanja pripravnosti, no daljinski upravljač ili aplikacija nije vam pri ruci: Isključite i ponovno uključite slušna pomagala (pregibnim prekidačem ili tako da ih nakratko stavite u punjač dok ne zasvijetli jedno narančasto LED svjetlo ili više njih). U tom slučaju, postavljaju se **polazna** jačina zvuka i slušni program.

Podešavanje jačine zvuka

Vaša slušna pomagala automatski prilagođavaju jačinu zvuka situaciji slušanja.

- ▶ Ako preferirate ručno podešavanje glasnoće, pritisnite gornji dio pregibnog prekidača da biste povećali ili donji dio da biste smanjili glasnoću.

Pogledajte odjeljak „Kontrolni elementi” za postavku pregibnog prekidača.

Opcionalni signal može ukazivati na promjenu jačine zvuka. Kada se dosegne maksimalna ili minimalna jačina zvuka, možda ćete također čuti opcionalni zvučni signal.

Promjena slušnog programa

Ovisno o situacijama slušanja, Vaša slušna pomagala automatski podešavaju karakter zvuka.

Vaša slušna pomagala također mogu imati nekoliko slušnih programa koji omogućavaju da po potrebi sami mijenjate karakter zvuka. Opcionalni zvučni signal može ukazivati na promjenu programa.

- ▶ Da biste promijenili slušni program, kratko pritisnite pregibni prekidač.

Pogledajte odjeljak „Kontrolni elementi” za postavljanje pregibnog prekidača. U odjeljku „Slušni programi” nalazi se popis vaših slušnih programa.

Primjenjena je zadana glasnoća.

Dodatna podešavanja (opcionalno)

Kontrolnim elementima slušnih pomagala možete promijeniti i druge značajke, na primjer, razinu signala za tretiranje tinitusa.

U odjeljku „Kontrolni elementi” pogledajte postavke Vaših kontrolnih elemenata.

Punjenje

Dostupne su tri opcije punjača:



① Pure Charger

③ Pure Dry&Clean Charger

② Pure Portable Charger

- ▶ Stavite slušna pomagala u punjač.
- ▶ Pridržavajte se uputa u uputama za uporabu punjača. U uputama za uporabu također možete pronaći korisne savjete za punjenje.

Signal slabog napajanja

Čut ćete zvučni signal koji ukazuje na to da izvor za napajanje slab. Signal će se ponavljati svakih 20 minuta. Ovisno o uporabi slušnih pomagala, imate

približno 1,5 sata da napunite slušna pomagala prije nego što prestanu s radom.

Imajte na umu da se vrijeme rada izvora za napajanje smanjuje ako se previše značajki upotrebljava istovremeno.

Savjeti za punjenje

Možda imate neka pitanja o tome kako na najbolji način napuniti slušna pomagala. Pročitajte pitanja i odgovore u nastavku. Ako imate dodatna pitanja, za pomoć se obratite akustičaru za slušna pomagala.

Koliko često moram puniti slušna pomagala?

Preporučujemo svakodnevno punjenje slušnih pomagala, čak i ako izvor za napajanje nije prazan. Punite ih tijekom noći tako da možete započeti dan s potpuno napunjenim slušnim pomagalom.

Koliko traje punjenje?

Puni ciklus punjenja traje približno 4 sata (+/-10 min).

Nakon 30 minuta punjenja možete upotrebljavati slušna pomagala do 6 sati.

Vrijeme punjenja ovisi o uporabi slušnih pomagala i starosti izvora za napajanje.



Što će se dogoditi ako zaboravim napuniti slušna pomagala?

Vaša slušna pomagala automatski će se isključiti kada je izvor za napajanje prazan. Napunite slušna pomagala što je prije moguće.

Slušna pomagala koja niste punili dulje od 6 mjeseci mogla bi biti nepovratno oštećena zbog potpunog pražnjenja izvora za napajanje. Potpuno ispražnjene izvore za napajanje više nije moguće napuniti i potrebno ih je zamijeniti.

Posebne situacije slušanja

Telefoniranje

Kada telefonirate, telefonsku slušalicu podignite malo iznad uha. Slušno pomagalo i telefonska slušalica moraju biti poravnani. Telefonsku slušalicu malo zakrenite tako da uho ne bude potpuno pokriveno.



Telefonski program

Kada koristite telefon, odgovarat će Vam određena jačina zvuka. Zatražite od svog akustičara za slušna pomagala da konfigurira telefonski program.

- Prebacite se na telefonski program kad god razgovarate preko telefona.

Ako je telefonski program konfiguriran za Vaša slušna pomagala, naveden je u odjeljku „Slušni programi”.

Audio prijenos podataka putem iPhonea

Vaša slušna pomagala imaju oznaku Made for iPhone. To znači da možete primiti telefonske pozive ili slušati glazbu s iPhonea izravno u svoja slušna pomagala.

Za više informacija o uređajima kompatibilnima sa sustavom iOS, uparivanju, audio prijenosu podataka i drugim korisnim funkcijama obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

Audio prijenos podataka putem Androida

Ako vaš mobitel podržava Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), to znači da možete primati telefonske pozive ili slušati glazbu s mobitela izravno u svoja slušna pomagala.

Za više informacija o uređajima kompatibilnima sa sustavom Android, uparivanju, audio prijenosu podataka i drugim korisnim funkcijama obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

Bluetooth

Vaše slušno pomagalo ima bežičnu tehnologiju Bluetooth koja omogućuje audio prijenos podataka s mobilnih telefona ili drugih kompatibilnih uređaja.

U avionu upotreba funkcionalnosti Bluetooth može biti ograničena, posebno tijekom polijetanja i slijetanja. Ako je to slučaj, možete isključiti bežičnu tehnologiju Bluetooth u slušnom pomagalu putem aplikacije na pametnom telefonu.

Održavanje i njega

Kako biste spriječili oštećenja, važno je da brinete o svojim slušnim pomagala i slijedite nekoliko osnovnih pravila koja će uskoro sasvim sigurno postati dio Vaše svakodnevne rutine.

Slušna pomagala

Čišćenje

Vaša slušna pomagala imaju zaštitni sloj. Unatoč tomu, morate redovito čistiti svoja slušna pomagala kako biste izbjegli oštećenje slušnih pomagala ili zdravstvene rizike.

- ▶ Slušna pomagala čistite svakodnevno mekom, suhom tkaninom.
- ▶ Nikada nemojte koristiti tekuću vodu ili uranjati uređaje u vodu.
- ▶ Nikada nemojte primijeniti silu tijekom čišćenja.
- ▶ Na kontaktima za punjenje ne upotrebljavajte alkoholno otapalo.
- ▶ Da biste izbjegli rđanje, upotrijebite meku i suhu tkaninu za brisanje znoja ili tekućine s kontakata za punjenje ili slušnih pomagala prije stavljanja u punjač.
- ▶ Zamolite svog akustičara za slušna pomagala da Vam preporuči proizvode za čišćenje, dodatnu opremu za njegu ili da Vam pruži dodatne informacije o načinu održavanja slušnih pomagala u dobrom stanju.



Sušenje

Za sušenje svojih slušnih pomagala možete upotrijebiti uobičajene proizvode. Zatražite od svog akustičara za slušna pomagala da Vam preporuči prikladne proizvode za sušenje te također zatražite upute o tome kada da sušite slušna pomagala.

Pohrana

- **Kratkoročna pohrana (do nekoliko dana):** Isključite slušna pomagala pomoću pregibnog prekidača ili ih stavite u uključeni prekidač.

Punjač mora biti spojen na napajanje. Ako punjač nije spojen na napajanje kada stavite slušna pomagala u njega, slušna pomagala **neće** se isključiti.

Uzmite u obzir da kada isključite slušna pomagala daljinskim upravljačem ili aplikacijom za pametni telefon, ona se **neće** u potpunosti isključiti. Nalaze se u stanju pripravnosti i još crpe energiju.

- **Dugoročna pohrana (tjedni, mjeseci...):** Najprije potpuno napunite slušna pomagala. Isključite ih pomoću pregibnog prekidača prije pohrane. Preporučujemo uporabu proizvoda za sušenje tijekom pohrane slušnih pomagala.

Morate puniti slušna pomagala svakih 6 mjeseci da izbjegnute potpuno, nepovratno pražnjenje izvora za napajanje. Potpuno ispražnjene izvore za napajanje nije više moguće napuniti i potrebno ih je zamijeniti. Preporučujemo ponovno punjenje češće nego svakih 6 mjeseci.

Pridržavajte se uvjeta pohrane u odjeljku
„Uvjeti rada, prijevoza i pohrane”.

Umeci


Čišćenje

Cerumen (ušna mast) može se akumulirati na umecima. To može negativno utjecati na kvalitetu zvuka. Umetke čistite svaki dan.

Za sve vrste umetaka:

- ▶ Očistite umetak odmah nakon vađenja mekom i suhom tkaninom.


Time se sprečava sušenje i stvrdnjivanje cerumena.




Zamjena

Standardne umetke mijenjajte približno svaka tri mjeseca. Možete ih zamijeniti i ranije ako primijetite pukotine ili druge promjene. Postupak zamjene standardnih umetaka ovisi o tipu umetka. U odjeljku „Komponente i nazivi” Vaš akustičar za slušna pomagala označio je Vaš tip umetka.

- ▶ Da biste uklonili stari umetak ili Sleeve, slijedite upute u nastavku. Pripazite da ne povučete cjevčicu slušalice.



- ▶ Posebno pripazite da novi umetak ili Sleeve u potpunosti prekriva prstenove za zadržavanje slušalice.
- ▶ Provjerite je li novi umetak ili Sleeve čvrsto sjeo na mjesto.



Profesionalno održavanje

Vaš akustičar za slušna pomagala može izvršiti temeljito profesionalno čišćenje i održavanje.

Zamjenu umetaka izrađenih po mjeri i filtera za ušnu mast po potrebi treba obaviti Vaš akustičar za slušna pomagala.

Obratite se svom akustičaru za slušna pomagala radi pojedinačnih preporuka za intervale održavanja i radi podrške.

Važne sigurnosne informacije



UPOZORENJE

Punjiva litij-ionska baterija trajno je ugrađena u Vaš uređaj. Neispravna uporaba uređaja možete uzrokovati prsnuće punjive litij-ionske baterije.

Opasnost od ozljede, požara ili eksplozije!

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih uputa za punjivu litij-ionsku bateriju navedenih u ovom odjeljku.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Spojite punjač samo putem USB kabela za napajanje koji je u skladu s normama IEC 60950-1 i/ili IEC 62368-1.



UPOZORENJE

- ▶ Poštujte uvjete rada.
- ▶ Obratite osobitu pažnju na zaštitu uređaja od ekstremne vrućine (npr. vatre, mikrovalne pećnice, indukcijske pećnice ili drugih polja s visokom indukcijom) i sunčeve svjetlosti.
- ▶ Puniti svoja slušna pomagala samo odobrenim punjačem. Za pomoć se obratite svojem akustičaru za slušna pomagala.
- ▶ Nemojte rastavljati uređaj.
- ▶ Nemojte upotrebljavati uređaj u eksplozivnoj atmosferi.
- ▶ Nemojte upotrebljavati izobličene ili vidljivo oštećene uređaje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati uređaj ako se njegova učinkovitost znatno smanji nakon punjenja. Uređaj vratite svojem akustičaru za slušna pomagala.
- ▶ Nemojte odlagati uređaj u vatri ili vodi.



UPOZORENJE

- ▶ Zamjenu i popravke treba izvoditi stručnjak.
Dakle:
- ▶ Nemojte sami popravljati ili mijenjati punjivu litij-ionsku bateriju.
- ▶ U malo vjerojatnom slučaju da se punjiva litij-ionska baterija rasprsne ili eksplodira, držite sav zapaljivi materijal podalje od nje.

U bilo kojem od prethodno navedenih slučajeva vratite uređaj akustičaru za slušna pomagala.

Dodatne sigurnosne informacije naći ćete u priručniku o sigurnosti koji je isporučen s uređajem.

Dodatne informacije

Dodatna oprema

Možete upotrebljavati aplikaciju smartphone app za praktično daljinsko upravljanje slušnim pomagalima. Tom aplikacijom također možete isključiti zvučne signale, izraditi individualne zvučne profile i prilagoditi mnoge druge funkcije.

Također možete koristiti daljinski upravljač.

Za dodatne informacije obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

Uvjeti rada, prijevoza i pohrane

Slušna pomagala rade u sljedećim uvjetima okoline (vrijedi i između uporaba):

Uvjeti rada	Pražnjenje	Punjenje
Temperatura	0 – 50 °C (32 – 122 °F)	10 – 35 °C (50 – 95 °F)
Relativna vlažnost	5 – 93 %	5 – 93 %
Atmosferski tlak	700 – 1060 hPa	700 – 1060 hPa

Informacije o odlaganju

- ▶ Da biste izbjegli onečišćenje okoliša, ne bacajte izvore za napajanje ni uređaje u kućanski otpad.
- ▶ Reciklirajte ili odložite ambalažu, izvore za napajanje i uređaje u otpad u skladu s lokalnim propisima.

Simboli korišteni u ovom dokumentu



Ukazuje na situaciju koja bi mogla dovesti do teških, umjerenih ili lakših ozljeda.



Ukazuje na moguće oštećenje imovine.



Savjeti i prijedlozi za učinkovitiju uporabu uređaja.

Made for

iPhone | iPad | iPod

Oznake „Made for iPhone”, „Made for iPad” i „Made for iPod” ukazuju na to da je elektronički pribor posebno osmišljen za povezivanje s iPhoneom, iPadom ili iPodom te da je njegov razvojni programer potvrdio da odgovara standardima tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne snosi odgovornost za rad ovog uređaja, ni za njegovu sukladnost sa sigurnosnim i zakonskim normama. Imajte na umu da uporaba ovog pribora s iPhoneom, iPadom ili iPodom može utjecati na učinkovitost bežične veze.

Otklanjanje problema za slušni instrument

Problem i moguća rješenja

Zvuk je slab.

- Pojačajte zvuk.
 - Napunite slušno pomagalo.
 - Očistite umetak ili ga zamijenite.
-

Iz slušnog pomagala čuje se pištanje.

- Ponovo postavite umetak tako da sigurno nalegne.
 - Smanjite zvuk.
 - Očistite umetak ili ga zamijenite.
-

Zvuk je izobličen.

- Smanjite zvuk.
 - Napunite slušno pomagalo.
 - Očistite umetak ili ga zamijenite.
-

Iz slušnog pomagala čuju se zvučni signali.

- Napunite slušno pomagalo.
-

Slušno pomagalo ne radi.

- Uključite slušno pomagalo.
 - Napunite slušno pomagalo. Obratite pažnju i na LED svjetla statusa na punjaču.
-

U slučaju daljnjih problema obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

Informacije specifične za određenu zemlju

SAD i Kanada

Podaci o certifikatima za slušna pomagala s bežičnom funkcijom:

Pure C&G AX

- HVIN: RFM003
- Sadrži FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Sadrži IC: 26428-RFM003

Tijekom duljih razdoblja prijevoza i skladištenja pridržavajte se sljedećih uvjeta:

	Pohrana	Prijevoz
Temperatura (preporučeno)	10 – 25 °C (50 – 77 °F)	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Temperatura (maksimalni raspon)	10 – 40 °C (50 – 104 °F)	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Relativna vlažnost (preporučeno)	20 – 80 %	5 – 90 %
Relativna vlažnost (maksimalni raspon)	10 – 80 %	5 – 90 %
Atmosferski tlak	700 – 1060 hPa	700 – 1060 hPa

Imajte na umu da slušna pomagala morate puniti barem svakih 6 mjeseci. Preporučujemo da punitite slušna pomagala svaka 3 mjeseca. Za više pojedinosti pogledajte odjeljak „Održavanje i njega”.

Za druge dijelove, kao što je punjač, mogli bi važiti drugi uvjeti.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljede, požara ili eksplozije tijekom isporuke.

- ▶ Isporučite litijske baterije i slušna pomagala u skladu s lokalnim propisima.

Servis i jamstvo

Serijski brojevi

Pomagalo

Slušalica

Lijevo:

Desno:

Datumi servisiranja

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Jamstvo

Datum kupnje:

Jamstveno razdoblje u mjesecima:

Vaš akustičar za slušna pomagala



WSAUD A/S
Nymoellevej 6
3540 Lyngø
Danska

Document No. 04562-99T01-W500 HR
Order/Item No. 210 034 93
Master Rev01, 01.2021
© 06.2021, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net